

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd4 (Pe/Cyanine5) Для Проточной Цитометрии - P06332

Артикул: CM0009903

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD4, конъюгированное с PE/Cyanine5, для проточной цитометрии (FC). Распознает мышиный CD4 (L3T4, Ly-4), корецептор Т-клеток для молекул МНС класса II. Валидировано для образцов мыши, молекулярный вес белка 51 кДа. Подходит для изучения иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine5 Кроличье mAb против мышиного CD4
Примечания/Псевдоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	920
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 мышиного CD4 (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом