

Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd44 Для Иф/Ицц И Пц - P15379

Артикул: CM0005817



введение

Моноклональные кроличьи антитела против мышиного CD44, конъюгированные с , валидированные для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Обнаруживают мышиный CD44, рецептор гиалуроновой кислоты и молекулу адгезии, участвующую в миграции иммунных клеток. Перекрестной реактивности с другими видами не зарегистрировано.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного CD44
Примечания/Псевдоним	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	960
GeneID	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом