

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd45 () Кролика Для Проточной Цитометрии — P06800

Артикул: CM0011631

введение

Моноклональное антитело кролика к CD45 мыши (клон), валидированное для проточной цитометрии (FC). Определяет общий лейкоцитарный антиген (L-CA, B220) в образцах мыши. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье МАТ к CD45 мыши
Примечания/синонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	5788
Идентификатор гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 CD45 мыши (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа / 140 кДа / 144 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом