

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45 () Для If/Icc, Fc - P06800

Артикул: CM0005977

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD45, валидированное для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Распознает общий лейкоцитарный антиген (L-CA) для исследований иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD45 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ios; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 мышиного CD45 (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130Кда/140Кда/144Кда
Условия доставки	В пакете со льдом