

## Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cd45R/B220 (Биотинилированное) Для Проточной Цитометрии — P06800 / P08575

Артикул: CM0010933

### введение

Биотинилированное крысиное моноклональное антитело против CD45R/B220 мыши, валидированное для проточной цитометрии. Специфично к мыши, рекомендуется для иммунофенотипирования и исследований передачи сигналов в Т-клетках. Молекулярная масса ~130-144 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Биотинилированное крысиное антитело anti-Mouse CD45R/B220, моноклональное |
| Примечания/синонимы       | Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4                           |
| Вид                       | Мышь                                                                      |
| GeneID (человек)          | 5788                                                                      |
| GeneID                    | 19264/5788                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок CD45R/B220 мыши                                      |
| Источник                  | Крыса                                                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                   |
| Применение                | FC                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Мышь                                                                      |
| SWISS                     | P06800/P08575                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 130 кДа/140 кДа/144 кДа                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                            |