

Моноклональное Антитело К Мышиному Cd5 (Арс) Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0011488

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело к мышиному CD5 (Ly-1/Lyt-1) для проточной цитометрии. Подходит для анализа Т-клеток и B1a-клеток, исследования передачи сигналов TCR/BCR и иммунологической толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-мышиное CD5 моноклональное антитело
Примечания/Псевдонимы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	921
GeneID (мышь)	12507
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярная масса белка	54 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет