

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd50/Icam-3 (Icam-5, Телэнцефалин), Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - Q60625

Артикул: CM0010435

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD50/ICAM-3 (ICAM-5, телэнцефалин), конъюгированное с , предназначенное для проточной цитометрии. Направлено против нейронной адгезивной молекулы, экспрессируемой в головном мозге; подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антимышиное моноклональное антитело к CD50/ICAM-3
Примечания/Синонимы	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Вид	Мышь
GeneID (человек)	7087
GeneID (мышь)	15898
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 32-227 мышиного CD50/ICAM-3 (NP_032345.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q60625
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	С ледяным пакетом