

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd59A () Для Проточной Цитометрии - O55186

Артикул: CM0009487

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD59a, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. CD59a ингибирует образование мембраноатакующего комплекса комплемента, защищая клетки от лизиса. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Молекулярная масса белка ~14 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Мышиное CD59a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd59; MACIF; MAC-IP
Вид	Мышь
ID гена	12509 (мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-96 мышиного CD59a (NP_031678.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O55186
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом