

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd6 () Для Проточной Цитометрии - Q61003

Артикул: CM0010792

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного CD6, конъюгированное с для проточной цитометрии. Распознает антиген дифференцировки Т-клеток, участвующий в иммунном синапсе и распознавании бактериальных паттернов. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD6 mAb
Примечания/Псевдоним	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Вид	Мышь
GeneID (человек)	923
GeneID	12511
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-155 мышиного CD6 (NP_033982.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61003
Молекулярный вес белка	64kDa/68kDa/72kDa
Доставка	Сумка со льдом