

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd69 () Для Проточной Цитометрии - P37217

Артикул: CM0010719

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к мышиному CD69, раннему антигену активации на Т-клетках, В-клетках, NK-клетках. Валидировано для проточной цитометрии (FC), идеально для исследований в иммунологии и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD69 mAb
Примечания/Альтернативные названия	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	969
GeneID	12515
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-199 мышиного CD69 (NP_001028294.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом