

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd79b () Для Проточной Цитометрии - P15530

Артикул: CM0010858



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD79b (Ig-бета) для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований В-клеток, изучения сигналинга BCR и иммунофенотипирования. Специфично к внеклеточному домену мышиного CD79b.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD79b mAb
Примечания/Альтернативные названия	B29; Igb; Igbeta; Ig-бета
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	974
GeneID	15985
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышиного CD79b (NP_032365.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15530
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом