

Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd79В Для Проточной Цитометрии - P15530

Артикул: CM0008537



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD79b для проточной цитометрии. Нацелены на бета-цепь комплекса В-клеточного рецептора (Ig-beta, B29), валидированы на мышах. Идеально подходят для исследований IVD и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного CD79b
Примечания/Псевдонимы	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Вид	Мышь
GeneID (человек)	974
GeneID	15985
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-158 мышиного CD79b (NP_032365.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15530
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом