

Моноклональное Антитело К Мышиному Cd80 () Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q00609

Артикул: CM0008093



введение

Моноклональное антитело к мышиному CD80, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Нацелено на костимуляторную молекулу B7-1, участвующую в активации Т-клеток и иммунной регуляции. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	анти-мышиное CD80 МАТ
Примечания/Псевдонимы	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	941
Идентификатор гена	12519
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-245 мышиного CD80.
Источник	Армянский хомячок
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q00609
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом