

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd82 Для Проточной Цитометрии - P40237

Артикул: CM0004353

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD82, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на мышиный CD82 (Kai1, C33) с высокой специфичностью; подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против мышиного CD82
Примечания/Псевдонимы	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3732
ID гена	12521
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 мышиного CD82 (NP_001258390.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P40237
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом