

Моноклональное Антитело К Мышиному Cd84 () Для Проточной Цитометрии - Q18Pi6

Артикул: CM0005432

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD84 (SLAMF5, CDw84). Предназначено для применения в проточной цитометрии. Распознает мышиный CD84 с предсказанной молекулярной массой ~37 кДа. SWISS: Q18PI6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное CD84 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8832
GeneID (Мышь)	12523
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 22-221 мышиного CD84 (NP_038517.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q18PI6
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом