


## Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8A, Конъюгированное С Афс, Для Проточной Цитометрии — P01731

Артикул: CM0004917



### введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного CD8a, напрямую конъюгированное с аллофикоцианином (АФС). Оптимизировано для проточной цитометрии (ПЦ) при изучении функции корцептора Т-клеток, активности цитотоксических Т-лимфоцитов и исследования иммунных контрольных точек. Подходит для использования в иммунологических моделях на мышах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | АФС-конъюгированное моноклональное антитело кролика против мышиного CD8a                                                            |
| Примечания/алиасы         | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                                                                                            |
| Вид мишени                | Мышь                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 925                                                                                                                                 |
| GeneID (мышь)             | 12525                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | ПЦ                                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                |
| SWISS                     | P01731                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки          | С ледяным пакетом                                                                                                                   |