


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8A Для Пцф - P01731

Артикул: CM0004776



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на мышиный CD8a (Lyt-2), для проточной цитометрии. Подходит для детекции цитотоксических Т-клеток и NK-клеток в мышах в исследованиях в области иммунологии и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD8a, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	С холодильным элементом