


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0005302



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD8a для проточной цитометрии. Распознает внеклеточный домен (а.о. 28-196) мышиного CD8a. Подходит для профилирования иммунных клеток и исследований Т-клеток. Рассчитанная молекулярная масса 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против мышиного CD8a
Примечания/Псевдонимы	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Ледяной пакет