


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd8A () Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0008199



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD8a, конъюгированное с . Специфично для мыши. Применяется в проточной цитометрии (FC). CD8a является корецептором Т-клеток, взаимодействующим с молекулами МНС класса I; необходим для иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	925
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01731
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом