

Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd94, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии — 054707

Артикул: CM0005109

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному CD94, валидированное для проточной цитометрии. Незаменимый инструмент для изучения функции рецепторов NK-клеток, иммунной ауто толерантности и взаимодействий в опухолевом микроокружении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против мышиного CD94, мкА
Примечания/Алиас	CD94
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3824
GeneID	16643
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 59-179 мышиного CD94 (NP_034784.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	054707
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником