


Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd95/Fas Для Проточной Цитометрии - P25446

Артикул: CM0006057



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD95/FAS, оптимизированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения индуцированной рецептором FAS апоптоза и гомеостаза иммунных клеток в мышиных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb
Примечания/Псевдонимы	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	355
GeneID	14102
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD95/FAS
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25446
Молекулярная масса белка	37КДа
Доставка	Сумка со льдом