

Моноклональное Антитело Abflo 647 К Мышиному Cd98 (Slc3A2) Для Проточной Цитометрии — P10852

Артикул: CM0005288



введение

Моноклональное антитело, конъюгированное с Abflo 647, направленное против тяжелой цепи мышиного CD98 (SLC3A2). Валидировано для проточной цитометрии, позволяет окрашивать клеточную поверхность и изучать аминокислотные транспортеры. Перекрестно реагирует с образцами мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD98
Примечания/синонимы	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6520
GeneID	17254
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 105-526 мышиного CD98 (NP_032603.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10852
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	С ледяным пакетом