

Моноклональные Антитела К Мышиному Cx3Cr1 Для Проточной Цитометрии - Q9Z0D9

Артикул: CM0012240

введение

Кроличыи моноклональные антитела к мышиному CX3CR1, валидированные для проточной цитометрии. Распознают рецептор CX3C-хемокина 1 мыши (рецептор фракталкина). Подходят для исследований в области иммунологии и воспаления. SWISS: Q9Z0D9.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к мышиному CX3CR1 (конъюгат 488)
Примечания/Псевдоним	mCX3CR1
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	1524
Идентификатор гена (мышь)	13051
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 мышиного CX3CR1 (NP_034117.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Z0D9
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет