

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Cxcr2/Il-8Rb () Для Проточной Цитометрии — P35343

Артикул: CM0008746

введение

Моноклональное антитело кролика против CXCR2/IL-8RB мыши, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения хемотаксиса нейтрофилов, воспаления и заживления ран на моделях мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse CXCR2/IL-8RB mAb
Примечания/синонимы	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3579
Идентификатор гена	12765
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-44 CXCR2/IL-8RB мыши (NP_034039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35343
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом