

Моноклональное Антитело Против Мышиного F4/80, Меченное Биотином, Для Проточной Цитометрии — Q61549

Артикул: CM0012772

введение

Конъюгированное с биотином крысиное моноклональное антитело против мышиного F4/80, валидированное для проточной цитометрии. Специфично к мышиному F4/80 (Adgre1) — гликопротеину с молекулярной массой 102 кДа, являющемуся маркером макрофагов, идеально подходящим для профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Biotin Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
ID гена (мышь)	13733
ID гена (человек)	2015
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного F4/80.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодильный пакет