

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного G-Csf Для Wb, Elisa — P09920

Артикул: CM0007680

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на гранулоцитарный колониестимулирующий фактор мыши (G-CSF). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Для исследований гемопоэза и развития гранулоцитов. Реагирует с мышинным G-CSF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против мышинного G-CSF
Примечания/псевдонимы	Csfg; G-CSF; MGI-IG; Mouse G-CSF
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1440
GeneID	12985
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31–208 мышинного G-CSF (NP_034101.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P09920
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом