

Кроличья Поликлональная Антитела Против Мышиного Gsdma - Gsdma

Артикул: CM0015854

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на мышиный Gsdma (Gasdermin A), полученные против рекомбинантного белка (а.о. 248-347). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с крысой. Для исследований гибели клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Gsdma Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	284110
ID гена (Мышь)	57911
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 248-347 мышиного Gsdma (NP_067322.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Крыса
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	В сумке со льдом