

Кроличья Поликлональная Антитело Против H2-Аа Мыши Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14434

Артикул: CM0023282



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на альфа-цепь МНС класса II мыши (H2-Aa), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим белком. Полезно для иммунологических исследований презентации антигена и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	H2-Aa Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Вид	Мышь
GeneID	14960 (мышь)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-208 белка H2-Aa мыши (NP_034508.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	P14434
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом