

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Mouse H2-Ab1 Для Wb — P06345

Артикул: CM0006308

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против H2-Ab1 мыши, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для иммунологических исследований и изучения МНС класса II. 30 кДа, перекрёстно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело H2-Ab1
Примечания/синонимы	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	474382
GeneID	14961
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-219 H2-Ab1 мыши (NP_996988.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06345
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Хладоэлемент