


Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Ifn-Бета Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01575

Артикул: CM0012605



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного интерферона бета (IFN-бета), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает секретируемый цитокин, играющий ключевую роль в противовирусной защите, иммунной регуляции и защите нейронов. Подходит для исследований в области иммунологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFN-бета кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	Ifb; IFNB; Ifl1da1; IFN-бета
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3456
ID гена (Мышь)	15977
Иммуноген	????????????? ????????????? ???? ?????, ????????? ??????????????, ?????????????? ?????????????? 1-182 ????????? IFN-???? (NP_034640.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01575
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом