

Моноклональное Антитело Против Мышиного Igm Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - P01872

Артикул: CM0009351



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиную иммуноглобулиновую тяжелую константную мю-цепь (P01872) для вестерн-блоттинга, ИГХ в парафиновых срезах, проточной цитометрии и ИФА. Валидировано на мышиных образцах, распознает нативный и иммунный IgM. Подходит для исследований гуморального иммунитета и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиный IgM, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 мышинного Ighm (P01872).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), проточная цитометрия (FC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50 кДа / 53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом