

Кроличья Моноклональная Антитела Против Мышиного Igm Для Вестерн-Блота, Иф, Игх, Ифа - P01872

Артикул: CM0005416



введение

Кроличья моноклональная антитела к константной области (Fc) мышиного IgM. Валидирована для применения в WB, IF, IHC, ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследования В-клеток, сигнализации через BCR и изучения гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинный IgM, кроличья моноклональная антитела
Вид мишени	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 105-454 мышиного Ighm (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет