


Моноклональное Антитело К Мышиному IL-12 P40 () Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P43432

Артикул: CM0005254



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-12 p40, конъюгированное с , валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения IL-12 в Т-клетках, NK-клетках и воспалительных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse IL-12 p40 mAb
Примечания/Альтернативные названия	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Вид	Мышь
Gene ID (Человек)	3593
Gene ID	16160
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-335 мышиного IL-12 p40 (NP_001290173.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P43432
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом