


## Моноклональное Антитело К Мышиному IL-12 P40 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P43432

Артикул: CM0005194



### введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против мышиного IL-12 p40, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфичность для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело к мышиному IL-12 p40 (mAb)                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40                                                                                                        |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 3593                                                                                                                                  |
| GeneID                    | 16160                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-335 мышиного IL-12 p40 (NP_001290173.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | FC (внутриклеточная)                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                  |
| SWISS                     | P43432                                                                                                                                |
| Молекулярная масса        | 38 кДа                                                                                                                                |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                        |