


Моноклональные Антитела К Мышиному IL-33R/St2 () Для Проточной Цитометрии - P14719

Артикул: CM0004670



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного IL-33R/ST2, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований в области иммунологии, профилирования иммунных клеток и изучения моделей заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против мышиного IL-33R/ST2
Примечания/Псевдонимы	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	9173
ID гена (Мышь)	17082
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-332 мышиного IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14719
Молекулярная масса белка	38кДа/65кДа
Доставка	Сумка-холододоза