

Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-33R/St2 Для Проточной Цитометрии - P14719

Артикул: CM0012429



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к мышиному IL-33R/ST2, оптимизированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения сигналинга IL-33 в исследованиях врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного IL-33R/ST2, мкА
Примечания/Синонимы	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	9173
ID гена	17082
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-332 мышиного IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14719
Молекулярная масса белка	38 кДа/65 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоаккумулятором