

Моноклональное Антитело К Мышиному IL1R1/Cd121A () Для Проточной Цитометрии — P13504

Артикул: CM0005335

введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному IL1R1/CD121a, валидированное для проточной цитометрии. Направлено на мышиный рецептор интерлейкина-1 типа 1 (67 кДа, SWISS P13504); подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к мышиному IL1R1/CD121a
Примечания/псевдонимы	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3554
GeneID	16177
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13504
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом