

Моноклональное Антитело Против Мышиного IL4 (Конъюгированное Апк) Для Проточной Цитометрии - P07750

Артикул: CM0005762

введение

Моноклональное антитело кролика против мышиного IL4, конъюгированное аллофикоцианином (АПК), предназначенное для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфически детектирует мышиный IL4 — цитокин Th2, регулирующий активацию В-клеток, переключение класса иммуноглобулинов на IgE и развитие Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse IL4 mAb
Примечания/Алиасы	IL-4; BSF-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3565
ID гена	16189
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-140 мышиного IL4 (NP_067258.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07750
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Айс-бэг