

Моноклональное Антитело Против Мышиного Интегрин Альфа-1/Cd49A () Для Проточной Цитометрии - Q3V3R4

Артикул: CM0004661

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного интегрин альфа-1/CD49а для применения в проточной цитометрии. Валидировано на мышиных образцах. Предсказанная молекулярная масса 130 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Мышиный интегрин альфа-1/CD49а mAb
Примечания/Альтернативные названия	Via1; CD49A; E130012M19Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3672
GeneID	109700
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 мышиного интегрин альфа-1/CD49а (NP_001028400.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3V3R4
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом