

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Ki67 () Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) — E9Pvx6

Артикул: CM0009789

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против Ki67 мыши — маркера пролиферации. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии образцов мыши. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse Ki67 mAb
Примечания/синонимы	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4288
GeneID	17345
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1816–2163 Ki67 мыши (NP_001074586.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	E9PVX6
Молекулярная масса белка	351 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом