

Антимышиный Моноклональный Антитело К Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) () Для Проточной Цитометрии - P35461 / P0Cw02

Артикул: CM0009203

введение

Конъюгированное с крысиное моноклональное антитело, направленное против мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1), для проточной цитометрии. Обеспечивает надежную идентификацию гранулоцитов, моноцитов и миелоидных супрессорных клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное МАб к мышиным Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
ID гена (человек)	8600
ID гена	546644/17067
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1).
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461/P0CW02
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом