


Моноклональное Антитело Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) Для Проточной Цитометрии - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0010241



введение

Моноклональное антитело крысы против мышиного МНС класса II (I-A/I-E), конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для фенотипирования иммунных клеток, анализа гистосовместимости и диагностических НИОКР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Крысиное mAb против мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Примечания/Псевдонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
ID гена	14969 / 14961 / 381091 / 14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Молекулярный вес белка	26кДа / 30кДа / 32кДа
Доставка	Сумка со льдом