

Моноклональное Антитело Против Мышиного Pd-L2/Cd273/B7-Dc () Для Проточной Цитометрии - Q9Wul5

Артикул: CM0009971



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиного PD-L2 (CD273/B7-DC), конъюгированное с для проточной цитометрии. Распознает лиганд иммунной контрольной точки, который ингибирует пролиферацию Т-клеток через связывание с PD-1. Идеально подходит для исследований в области иммунологии мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное PD-L2/CD273/B7-DC mAb
Примечания/Альтернативные названия	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	80380
ID гена	58205
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WUL5
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом