

Поликлональное Антитело Против Плацентарного Фактора Роста Мыши (Plgf) Для Wb И Elisa — P49764

Артикул: CM0018882

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на плацентарный фактор роста мыши (PIGF). Валидировано для WB и ELISA, подходит для исследований ангиогенеза и роста эндотелиальных клеток. Специфически реагирует с PIGF мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против PIGF мыши
Примечания/синонимы	PIGF; Plgf; PIGF мыши
Вид	Мышь
Идентификатор гена	18654
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–158 PIGF мыши (NP_032853.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P49764
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом