

Моноклональное Антитело Против Мышиного Подопланина Для Проточной Цитометрии - Q62011

Артикул: CM0011113



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против мышиного подопланина (Gp38/T1alpha), валидированное для проточной цитометрии. Специфически обнаруживает мышиный подопланин, полезно для исследований лимфатической системы и онкологии. SWISS: Q62011.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse Podoplanin mAb
Примечания/Псевдонимы	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	10630
GeneID	14726
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-133 мышиного подопланина (NP_034359.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62011
Молекулярная масса белка	18кДа
Доставка	В ледяном пакете