

Моноклональное Антитело Anti-Mouse Siglec5/Siglec-F () Для Fc — Q920G3

Артикул: CM0009604

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против Siglec5 (Siglec-F) мыши для проточной цитометрии. Выявляет лектин, связывающий сиаловую кислоту, у мышей; подходит для идентификации клеток миелоидного ряда в костном мозге и крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-мышиное mAT Siglec5
Примечания/синоним	Siglec5; mSiglec-F
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8778
GeneID	233186
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-437 мышинного Siglec5 (NP_663556.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q920G3
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом