

Моноклональное Антитело Против Мышиного Tcr Г/Δ - Tcr Г/Δ

Артикул: CM0007809

введение

Конъюгированное с армянское хомяковое моноклональное антитело против мышиного TCR γ/δ, валидированное для проточной цитометрии. Детектирует TCR γ/δ+ Т-клетки мыши. Рекомбинантный иммуноген, специфичен для мыши. Идеально для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	анти-Мышиный TCR γ/δ mAb
Примечания/Альтернативные названия	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Вид	Мышь
ID гена	110066/110067
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом