

Поликлональные Антитела Против Мышиного Ythdc1 Для Вестерн-Блоттинга - E9Q5K9

Артикул: CM0024134

введение

Кроличы поликлональные антитела против мышиного Ythdc1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлены против аминокислот 597-736. Подходят для исследований связывания РНК м6А и альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к мышиному Ythdc1
Примечания/Алиасы	mKIAA1966; A730098D12Rik; Mouse Ythdc1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	91746
GeneID (мышь)	231386
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 597-736 мышиного Ythdc1 (NP_808348.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	E9Q5K9
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами