

Кроличье Поликлональное Антитело Против Мышиного Zfp541 - Zfp541

Артикул: CM0015222

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мышиный Zfp541, подходит для WB и ELISA. Определяет Zfp541 мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок (а.о. 1-300). Расчётная молекулярная масса: 141 кДа/148 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Zfp541
Примечания / Псевдоним	Znf541; EG666528; Zfp541
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	84215
Идентификатор гена (мышь)	666528
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 мышиного Zfp541 (NP_001092747.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
Молекулярная масса белка	141 кДа/148 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом