

Моноклональное Антитело Против Мышиного/Крысиного Cd31/Ресам1 () Для Проточной Цитометрии - Q08481

Артикул: CM0009463

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного/крысиного CD31/PECAM1. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для исследования трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, адгезии эндотелиальных клеток и сосудистой биологии. Распознает мышиные и крысиные виды.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Мышиный/Крысиный CD31/PECAM1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd31; Ресам; PECAM-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5175
GeneID	18613
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-220 мышиного CD31 (NP_001292086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	69кДа/77кДа/80кДа/81кДа
Условия доставки	В пакете со льдом